


蛍光顕微鏡フィルターキューブ概略図



取り付けの際の注意事項

蛍光顕微鏡用フィルターについて

オメガの励起フィルターと蛍光フィルターは光の進む方向を指し示す矢印が明示されています。

光学部品のクリーニングについて

表面のほこり・その他、異物をエアブローで吹き飛ばしてください。次に柔らかい布で表面をやさしく拭いてください。空拭きで落ちない場合は無水アルコールを数滴表面に垂らし、汚れをふき取ってください。

