



光技術をサポートする

株式会社オプトサイエンス

株式会社オプトサイエンス技術部では、微小位置決めステージ・画像処理ソフト・自動計測ソフト等の総合技術で、光分野の開発から計測・検査・製造現場にいたるまであらゆるご要望にお応え致します。

粗・微動マニュアルステージ

Model CRAB

0.1  $\mu\text{m}$ を手動でコントロール



概要：本ステージは、粗動用マイクロメータ及び微動用マイクロメータの二つのマイクロメータでステージを移動させる精密ステージです。

仕様	・ステージ部形状：	60mmX60mmX25mm
	・移動ガイド：	V溝レールとクロスローラ
	・移動量/分解能	粗動用マイクロメータ： 13mm/10 $\mu\text{m}$ 微動用マイクロメータ： 0.1mm/0.1 $\mu\text{m}$
	・耐荷重：	10K g
	・材質：	鉄



光技術をサポートする

株式会社オプトサイエンス

<http://www.optoscience.com>

東京本社 〒160-0014 東京都新宿区内藤町1番地 内藤町ビルディング  
TEL:03(3356)1064 FAX:03(3356)3466 E-mail:info@optoscience.com  
大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-7-2 新大阪ビル西館  
TEL:06(6305)2064 FAX:06(6305)1030 E-mail:osk@optoscience.com  
名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-37-21 東海ソフトビル  
TEL:052(569)6064 FAX:052(569)8064 E-mail:ngo@optoscience.com